

ИГЛА ДЛЯ ЗАБОРА КОСТНОГО МОЗГА

btt®



Троакарный стилет

Широкие
дополнительные порты

Бритвенная заточка
края канюли



SET **btt**®

Запасной троакарный мандрен

Ограничитель глубины введения

ИГЛА ДЛЯ ЗАБОРА КОСТНОГО МОЗГА

ВТТ – система, разработанная для получения наилучших результатов при заборе костного мозга, обновленная в соответствии с последними достижениями в технологии производства биопсийных игл.

- ▶ ВТТ – это набор, т.к. включает в себя дополнительный троакарный стилет, делающий процедуру более безопасной.
- ▶ Эргономичная, нескользкая рукоятка гарантирует более комфортабельную и безопасную процедуру.
- ▶ Стиллет изготовлен из высококачественной суперпрочной медицинской стали, что уменьшает износ граней, а специальная технология заточки гарантирует первоначальную остроту даже при неоднократности процедуры.
- ▶ Ограничитель глубины на канюле позволяет оценить и выбрать надлежащую глубину биопсии.
- ▶ Легкая пенетрация за счет бритвенной острой заточки края канюли.
- ▶ Троакарный скос стилета облегчает пенетрацию и делает ее менее инвазивной.
- ▶ Широкие отверстия по обеим сторонам канюли (по два с каждой стороны) для улучшения забора костного мозга.
- ▶ Цветовые коды для облегчения определения размеров игл.
- ▶ Стерильная, одноразового использования, в индивидуальной упаковке.

ДОСТУПНЫЕ
РАЗМЕРЫ

btt®

РАЗМЕР G (мм)	ДЛИНА (см)	ЦВЕТОВОЙ КОД	КОЛИЧЕСТВО (в упаковке)
11 (3,00)	9 - 13	белый	5
13 (2,40)	7 - 11	синий	5



ОБРАЗЕЦ НАИМЕНОВАНИЯ ПО КАТАЛОГУ: ВТТ 11G 9 см = ВТТ 1109

RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE: