

ИГЛА ДЛЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ БИОПСИИ ТИП ЧИБА

COMPLETECHIBA®



Атравматичный
срез Квинке



Хаб с цветным кодом

Двойная линза увеличения

Зубец для иглы интродьюсера

Сантиметровый
маркер

Ограничитель
глубины введения

ИГЛА ДЛЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ БИОПСИИ ТИП ЧИБА

COMPLETE CHIBA — высококачественная игла для биопсии тип Чива, разработанная и произведенная компанией STERYLAB.

- ▶ модифицированный срез Квинке (режущая кромка обращена внутрь иглы) облегчает и делает пенетрацию менее инвазивной (эффект раздвижения, а не разрезания тканей).
- ▶ ультратонкие стенки канюли позволяют взять большее количество образца.
- ▶ игла сделана из высококачественной стали повышенной прочности.
- ▶ легко читаемый сантиметровый маркер и скользящий стопор облегчают контроль за глубиной размещения иглы.
- ▶ внутренний эхо-маркер обеспечивает четкую видимость иглы на мониторе при эхографии.
- ▶ цветные коды хабов для облегчения определения размера иглы.
- ▶ широкая вариабельность диаметров и длин игл.

Стерильная, одноразового использования.

ДОСТУПНЫЕ

РАЗМЕРЫ

COMPLETECHIBA®

РАЗМЕР G (мм)	ДЛИНА (см)	ЦВЕТОВОЙ КОД	КОЛ-ВО (в упак.)
18 (1,20)	7 - 9 - 11 - 15 - 20 - 25 - 35	розовый	30
20 (0,90)	7 - 9* - 11* - 15* - 20 - 25 - 35	желтый	30
21 (0,80)	7 - 9* - 11* - 15* - 20 - 25	зеленый	30
22 (0,70)	7 - 9* - 11* - 15* - 20 - 25	черный	30
23 (0,65)	7 - 9 - 11 - 15 - 20	синий	30
25 (0,50)	5 - 7 - 9 - 11	оранжевый	30

(*) Размеры, доступные для модели иглы, используемой при ЯМР обозначаются «MR» и далее наименование иглы по каталогу.



ОБРАЗЕЦ НАИМЕНОВАНИЯ ПО КАТАЛОГУ: COMPLETE CHIBA 20G — 15 см = CCH2015