


**ОДНОРАЗОВАЯ БИОПСИЙНАЯ ИГЛА  
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БИОПСИЙНОЙ СИСТЕМЫ**

**FAST-CUT® B**



Ультратонкие  
стенки канюли



**ОДНОРАЗОВАЯ БИОПСИЙНАЯ ИГЛА  
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БИОПСИЙНОЙ СИСТЕМЫ**

Игла для режущей биопсии мягких тканей FAST CUT B разработана для использования с автоматической биопсийной системой Magnum (фирмы Bard)

- ▶ Игла разработана по типу оригинальной и позволяет взять образец ткани без повреждения структуры.
- ▶ Легкая установка в пистолет с использованием сменной распорной детали.
- ▶ Сантиметровый маркер позволяет контролировать глубину введения иглы.
- ▶ Эхо-маркер на конце иглы позволяет корректировать размещение иглы под контролем УЗИ.

Все иглы снабжены цветовым кодом для облегчения определения размера.

Широкий диапазон размеров.

Стерильная, в индивидуальном блистере.

**ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ**

РАЗМЕР G (мм)	ДЛИНА (см)	КОЛИЧЕСТВО (в упаковке)
14 (2,00)	15 -20 -25	25
16 (1,60)	15 -20 -25	25
18 (1,20)	15 -20 -25	25
20 (0,90)	15 -20 -25	25

ОБРАЗЕЦ НАИМЕНОВАНИЯ ПО КАТАЛОГУ:  
Fast-Cut B 16G — 20 см = FSC1620B

