

ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ ПЕЧЕНИ ТИП МЕНЬЖИНИ

HEPA-CUT®

Высококачественные биопсийные иглы, позволяющие получить гистологическую информацию для диагностики и характеристики подозреваемого повреждения ткани.

Внутренний коннектор безопасности

Острый режущий край канюли, бритвенная заточка

Авто-блокировка шприца

Скользящий ограничитель глубины пенетрации



ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ ПЕЧЕНИ ТИП МЕНЬЖИНИ

STERYLAB, лидер в разработке и производстве инструментов для биопсии, представляет HEPA-CUT — набор для биопсии печени традиционным методом Меньжини.

- ▶ HEPA-CUT — лучший инструмент на сегодняшний день.
- ▶ ультра острый край канюли позволяет получить достаточное количество образца.
- ▶ специальный внутренний клапан предотвращает попадание биоптата в шприц.
- ▶ специальное автоматическое устройство замка обеспечивает гарантию от случайного отделения поршня от шприца.
- ▶ набор HEPA-CUT включает: шприц, биопсийная канюля, скальпель, игла для введения раствора, что упрощает процедуру биопсии и исключает риск инфицирования.

Стерильные, однократного применения.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

HEPA-CUT®

РАЗМЕР G (мм)	ДЛИНА (см)	КОЛИЧЕСТВО (в упаковке)
16 (1,60)	9	25
17 (1,40)	9	25
18 (1,20)	9	25

Образец наименования по каталогу:
HEPA-CUT 16G — 9 см = HPC1609



RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE: