

**НАБОР ДЛЯ ЗАБОРА АТИПИЧНЫХ КЛЕТОК
ИЗ ПРОТОКОВ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

MAMMO flush®



**НАБОР ДЛЯ ЗАБОРА АТИПИЧНЫХ КЛЕТОК
ИЗ ПРОТОКОВ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

Доказано, что атипичные эпителиальные клетки часто являются ранним свидетельством рака молочной железы.

- ▶ взятие большого количества атипичных клеток из протоков молочной железы через микрокатетер MAMMOFLUSH хорошо переносится пациентом и легко выполнимо.
- ▶ диагностическая точность намного выше по сравнению с другими методами, используемыми в настоящее время.
- ▶ MAMMOFLUSH стерильна, одноразового использования.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ


MAMMO flush®

РАЗМЕР G (мм)	ДЛИНА (см)	КОД	КОЛИЧЕСТВО (в упаковке)
23 G (0,65)	30	MMF01	5
23 G (0,65)	30	MMF01S	5

Номер по каталогу MMF01S включает:
- один самоблокирующийся шприц с удобной рукоятью,
- один самоблокирующийся шприц на 12 мл,
- односторонний клапан во входном отверстии и линиях забора клеток.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

SGL ОДНОРАЗОВЫЙ НАБОР ДЛЯ ГАЛАКТОГРАФИИ



канюля 27G 1 или 2 см длиной, линия 10, 30 или 60см длиной

РАЗМЕР G (мм)	ДЛИНА ЛИНИИ (см)	ДЛИНА ИГЛЫ (см)	КОЛИЧЕСТВО (в упаковке)
27 (0,35)	S: 10 см / M: 30 см / L: 60 см	1/2	20

ОБРАЗЕЦ НАИМЕНОВАНИЯ ПО КАТАЛОГУ:
SGL 27G; игла — 1 см; линия — 10 см = SGL2701-S

