

ИГЛА-НАБОР ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИЙ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

MAMMOREP®



Стилет из эхоотражающей стали позволяет видеть иглу по всей длине на УЗИ мониторе.



Провод крюка MAMMOREP N позволяет легко и свободно разместить его внутри опухоли



Двойной провод крюка MAMMOREP Z предотвращает риск перемещения его в опухоли.



ИГЛА-НАБОР ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИЙ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

MAMMOREP: является традиционной иглой для локализации объекта в молочной железе, доступны в различной длине, размерах 20 и 21G.

- ▶ легко читаемый сантиметровый маркер облегчает точное размещение иглы.
- ▶ скользящий стопор для точного определения глубины размещения.
- ▶ провод имеет метки, чтобы лучше управлять размещением.
- ▶ MAMMOREP NORMAL: одинарный крюк, 21G.
- ▶ MAMMOREP ZETA: двойной крюк, 20G, для более безопасного размещения внутри очага в молочной железе.

стерильные, однократного использования.

MAMMOREP может также выпускаться в модификации PLUS+.

PLUS+: игла изготовлена из стали ECHOINOX для оптимального наблюдения за размещением иглы под ультразвуковым контролем.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

MAMMOREP®

РАЗМЕР G (мм)	ДЛИНА (см)	ТИП	КОЛИЧЕСТВО (в упаковке)
21 (0,80)	6 - 9 - 11 - 15	NORMAL	25
20 (0,90)	6 - 9 - 11 - 15	ZETA	25

ОБРАЗЕЦ НАИМЕНОВАНИЯ ПО КАТАЛОГУ:
MAMMOREP NORMAL 21G—15 см = MRN2115
MAMMOREP ZETA 20G — 9 см = MRZ2009
Модификация PLUS+ обозначается значком «+»
и, далее, каталожное обозначение стандартной иглы.

