

**ИГЛЫ ДЛЯ АСПИРАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА ИЗ ГРУДИНЫ,  
А ТАКЖЕ ДЛЯ ЗАБОРА КОСТНОГО МОЗГА ИЗ ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ**

**Mielo**  
**M-CAN**®

Крышка рукоятки  
с держателем стилета

Удобная рукоятка  
MCN 03/04/22

MCN 01/MCN 02  
Для стеральной  
пункции

Миллиметровая шкала длины +  
порты на дистальном конце иглы

MCN 22/ MCN 03/ MCN 04  
Для аспирации  
из подвздошной кости

Дистальные порты  
(MCN 03/ MCN 04)

Усиленный стилет



**ИГЛЫ ДЛЯ АСПИРАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА ИЗ ГРУДИНЫ,  
А ТАКЖЕ ДЛЯ ЗАБОРА КОСТНОГО МОЗГА ИЗ ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ**

MIELO-CAN – игла с тройной заточкой, эргономичным дизайном и удобным захватом рукоятки, что обеспечивает безопасность, непринужденность и надежность при использовании данных игл.

**Преимущества MIELO-CAN:**

- ▶ тройная заточка
- ▶ быстрая процедура с полным контролем
- ▶ удобная рукоятка во всех размерах.
- ▶ широкий диапазон размеров.
- ▶ регулируемая длина иглы.

**MIELO-CAN доступны в трех модификациях:**

- ▶ Стерильная (MCN 01/MCN 02): снабжены миллиметровой шкалой контроля глубины введения иглы.
  - ▶ Для аспирации костного мозга из подвздошной кости (MCN 22): рукоятка повышенной комфортности, более длинная канюля, миллиметровая шкала.
  - ▶ Игла для забора костного мозга (MCN 03/MCN 04): рукоятка повышенной комфортности, канюля изготовлена из сверхпрочной стали, на дистальном конце иглы имеются два дополнительных отверстия для улучшения забора костного мозга.
- ▶ Цветовые коды для облегчения определения размера иглы.
  - ▶ Стерильные, одноразового использования.

**ДОСТУПНЫЕ**

**РАЗМЕРЫ**

**Mielo**  
**M-CAN**®

РАЗМЕР G (мм)	ДЛИНА (см)	ДЛИНА МАХ (см)	КОД	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КОЛ-ВО (в упак.)
18 (1,20)	1 ÷ 3	5	MCN 01	стерильная	20
15 (1,80)	1 ÷ 3	5	MCN 02	стерильная	20
15 (1,80)	2 ÷ 4	6	MCN 22	аспирация из подвздошной кости	15
15 (1,80)	1 ÷ 3	5	MCN 03	для забора к.м. из подвздошной кости	15
14 (2,10)	4 ÷ 6	8	MCN 04	для забора к.м. из подвздошной кости	15

