

**ДЕРЖАТЕЛИ ШПРИЦА МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИИ**

**PAC®**

Для использования  
со шприцами 10, 20, 30 мл



Для использования  
со шприцами 10, 20 мл

**PAC-UF®**

**ДЕРЖАТЕЛИ ШПРИЦА МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИИ**

Данные принадлежности позволяют выполнять цитологическую пробу и извлекать биоптат одной рукой, легко создавая вакуум в шприце.

- ▶ Модель PAC изготовлена из пластмассы и легких металлических сплавов, разработана в соответствии со стандартными шприцами на 10,20 и 30мл.
- ▶ Модель PAC-UF полностью сделана из безупречной стали и легких металлических сплавов со специальной поверхностной обработкой, чтобы увеличить сопротивление даже наиболее коррозийным дезинфицирующим растворам, разработана в соответствии со стандартными шприцами на 10 и на 20 мл.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

**PAC®**  
**PAC-UF®**

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	КОД
PAC®	Модель для 10,20 и 30 мл шприцов	PAC102930
PAC-UF®	Модель для 10 и 20 мл шприцов	PACUF1020

