

Paragon[®] *SAFE BIOPSY*

THE NEW MILESTONE OF BONE-MARROW BIOPSY



СИСТЕМА ДЛЯ ГЕМАТОБИОПСИИ (БИОПСИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ + АСПИРАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА) **И ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ БИОПСИИ/ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ**

www.sterylab.it

sterylab



SAFE BIOPSY Paragon®

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ОТБОР БИОПТАТА

даже при самых
проблемных патологиях

ОТСУТСТВИЕ ДИСЛОКАЦИЙ

МИНИМАЛЬНАЯ ИНВАЗИВНОСТЬ И ТРАВМАТИЧНОСТЬ

Калибр 11G можно
использовать вместо
традиционного калибра 8G

**ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ
ОПЕРАЦИЯ** даже
для менее опытных
сотрудников

ОДНА ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ БИОПСИИ И АСПИРАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА

АСПИРАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА ПОСЛЕ ОТБОРА БИОПТАТА

PARAGON® защищен
международным патентом

КОМПАНИЯ STERYLAB, БОЛЕЕ 40 ЛЕТ РАБОТАЮЩАЯ В ОБЛАСТИ БИОПСИИ, БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРЕДОВЫХ РАЗРАБОТОК, ПРЕДСТАВЛЯЕТ PARAGON®:

инновационный инструмент для гематобиопсии (костной биопсии +
асп. костного мозга) с рабочими характеристиками, о которых раньше
приходилось только мечтать.

Кроме того, PARAGON® является идеальной
системой для одновременного проведения
процедур ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ и
ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ БИОПСИИ.


Предлагается в специальных комплектах
со шприцами высокой прочности и
удлинителями (см. таблицу на обратной
стороне).

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ ОПЕРАЦИЯ НА РАЗ-ДВА-ТРИ

1 ПЕНЕТРАЦИЯ

2 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБРАЗЦА

3 АСПИРАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА




ЗАБУДЬТЕ О: • неудачах • обедненных образцах • «выламывающих» движениях • введении удерживающих устройств • операции для выталкивания образцы • отдельной операции аспирации костного мозга



Сравнение образцов биопсии, полученных с помощью PARAGON® и изделия конкурента:

PARAGON® 11G (3 мм) можно использовать вместо традиционной иглы 8G (4 мм), достигая лучших результатов



Paragon[®] SAFE BIOPSY

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МОДЕЛИ

Другие размеры предлагаются по запросу

ВЕРСИИ ДЛЯ ГЕМАТОБИОПСИИ

КОД	КАЛИБР G (мм)	ДЛИНА (см)	ЦВЕТОВОЙ КОД	УПАКОВКА (шт.)
PAG 0910	9 (3,5)	10	Розовый	10
PAG 0915	9 (3,5)	15	Розовый	10
PAG 1110	11 (3,0)	10	Белый	10
PAG 1115	11 (3,0)	15	Белый	10
PAG 1305	13 (2,4)	5	Голубой	10
PAG 1309	13 (2,4)	9	Голубой	10

ПРИМЕЧАНИЕ Калибр 9G PARAGON[®] соответствует калибру 8G традиционной иглы (Jamshidi). 11G PARAGON[®] обеспечивает получение образцов незначительно меньшего диаметра, но с лучшим соотношением кортикальной и трабекулярной составляющих.

ВЕРСИИ ДЛЯ ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ И/ЛИ ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ БИОПСИИ

КОД	КАЛИБР G (мм)	ДЛИНА (см)	ЦВЕТОВОЙ КОД	ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ШПРИЦ	УДЛИНИТЕЛЬ	УПАКОВКА (шт.)	СОДЕРЖИМОЕ НАБОРА
PAG 0910 X	9 (3,5)	10	Розовый	1 мл (10 шт.)	30 см	10	
PAG 0915 X	9 (3,5)	15	Розовый				
PAG 1110 X	11 (3,0)	10	Белый				
PAG 1115 X	11 (3,0)	15	Белый				
PAG 1305 X	13 (2,4)	5	Голубой				
PAG 1309 X	13 (2,4)	9	Голубой				
PAG 0910 X2	9 (3,5)	10	Розовый	10 мл (1 шт.)	30 см	10	
PAG 0915 X2	9 (3,5)	15	Розовый				
PAG 1110 X2	11 (3,0)	10	Белый				
PAG 1115 X2	11 (3,0)	15	Белый				
PAG 1305 X2	13 (2,4)	5	Голубой				
PAG 1309 X2	13 (2,4)	9	Голубой				

Emiss. D.C. - Rev. 02/2014

МЕСТНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

Sterylab

STERYLAB_{SH}

Via Magenta, 77/6 20017 RHO (Milano) ITALY - Tel. (+39)-02-93508427 Fax (+39)-02-93508426 - info@sterylab.it - www.sterylalab.it

АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ

• Иглы и системы для биопсии и локализации • Продукция для гинекологии • Обеззараживающие коврики • Спинальные иглы • Биопсия кожи • Вертебропластика • Набор для инфузии