

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

SPRING-CUT®

- Выдвигающийся стилет
- Предохранитель
- Цветовой код
- Регулятор длины среза
- Сменная канюля

Стандартная игла



Игла с площадкой TOP CORE



Сантиметровый маркер



Стилет из эхоотражающей стали позволяет видеть иглу по всей длине на УЗИ мониторе.



SPRING-CUT® SET-TAC

SPRING CUT SET-TAC — набор с иглой-интродьюсером для коаксиальной процедуры под контролем КТ.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

SPRING-CUT представляет собой самое последнее поколение полуавтоматических биопсийных игл гильотинного типа. Это эксклюзивная разработка компании STERYLAB, т.о. игла SPRING-CUT является уникальной в своем роде.

- SPRING-CUT может быть использована специалистом одной рукой, что идеально для проведения процедуры под контролем УЗИ.
- стилет благодаря специальному фиксатору остается закрытым во время пенетрации, что делает манипуляцию более простой и обеспечивает безопасность в течение всей процедуры биопсии.
- возможность выбора специалистом длины среза (5, 10 или 20 мм)
- стилет полностью вынимается из канюли, что позволяет контролировать полученный размер образца ткани и проводить мультибиопсию (например, для составления карты простаты)
- SPRING CUT может выпускаться специально для использования с КТ сканером (SPRING-CUT SET-TAC), а также со сменной канюлей (SPRING-CUT DC)

Цветовые коды для облегчения определения размера игл.

Стерильная, одноразового использования, в индивидуальном блистере.

SPRING CUT может выпускаться в модификациях PLUS+ и PLUS++  
Plus+: игла сделана из стали ECHONOX для оптимального наблюдения под УЗИ контролем.  
Plus++: игла из стали ECHONOX и площадка TOP CORE позволяют наблюдать за размещением иглы на мониторе и получить на 50% больше материала для исследования.  
Доступные размеры от 14 до 18G.

ДОСТУПНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
SPRING-CUT®

ТИП	РАЗМЕР G	ДЛИНА (см)	плюс* ECHONOX	плюс** ECHONOX TOP CORE	КОД	КОЛ-ВО (в упак.)
SPRING-CUT®	14-16-18-20	11-15-20-25-(47)	да	14-16-18G	SPG XXYY (*)	20
SPRING-CUT® DC	14-16-18-20	15-20-25	да	14-16-18G	SPG XXYY DC	20
SPRING-CUT® SET-TAC	14-16-18-20	11-15-20	нет	14-16-18G	SPG XXYY TC	10

(\*) XX – G(диаметр), YY — длина  
Образец наименования по каталогу: SPRING-CUT 18G — 20см = SPG1820  
При заказе Plus+ или Plus++ добавить значок «+» или «++» к каталожному номеру стандартной иглы



RAPPRESENTANTE DI ZONA:  
AREA SALES REPRESENTATIVE: