

ИГЛА ДЛЯ ПНЕВМОПЕРИТОНЕУМА

VER-FLOW®

Односторонний
кран-стопор

Прямолинейный маркер
положения стилета

Нескользящая рукоять

Атравматичная заточка
края канюли

Широкие порты
для потока воздуха

Тупоконечный стилет

ИГЛА ДЛЯ ПНЕВМОПЕРИТОНЕУМА

Высочайшего качества и комфортная в использовании игла VER-FLOW является первым шагом в процедуре лапароскопии.

- ▶ «спинальная» заточка канюли делает внедрение иглы легким и менее агрессивным.
- ▶ тупоконечный стилет с широкими портами по сторонам для более легкой инфляции диоксидом углерода.
- ▶ маркер положения иглы показывает, когда она достигла полости.
- ▶ эргономичная нескользящая рукоять гарантирует надежное удержание иглы.

Стерильная, одноразового использования.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

VER-FLOW®

РАЗМЕР
G (мм)

14 (2,10)

ДЛИНА
(см)

12 - 15

КОЛИЧЕСТВО
(в упаковке)

30

ОБРАЗЕЦ НАИМЕНОВАНИЯ ПО КАТАЛОГУ:
VER-FLOW 14G — 15 см = VRF1415



RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE:

STERYLAB S.r.l. • VIA MAGENTA 77/6 • 20017 RHO (MILANO) • ITALY
Tel. +39 - 02-93508427 - Fax +39 - 02-93508426 • nfo@sterylalab.it • www.sterylalab.it