

## ОДНОРАЗОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ БИОПСИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

# COLT®

Предохранитель

Спусковой механизм

Курок

Съемная канюля

Кнопка возврата канюли в исходное положение

Сантиметровый маркер

Стандартная игла

Игла с площадкой TOP CORE (COLT)

TOP CORE®

ECHONOX®

Стилет из эхоотражающей стали позволяет видеть всю длину иглы на мониторе

### COLT® SET-TAC

Набор с иглой-интродьюсером для коаксиальной процедуры под контролем КТ.



## ОДНОРАЗОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ БИОПСИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

COLT — инструмент одноразового использования гильотинного типа для биопсии мягких тканей, при помощи которого процедура выполняется быстро, полностью автоматически, с большей точностью.

- ▶ универсальный, простой в использовании и надежный, с возможностью произвести быстрый выстрел в один этап, или двухступенчатый выстрел, что зависит от вида ткани, подлежащей исследованию. COLT — совершенно уникальная разработка в ряду автоматических биопсийных систем.
- ▶ специальная площадка на стилете, погруженная в канюлю, позволяет взять для диагностики образец ткани высокого качества с минимальным смещением или отклонением иглы.
- ▶ системой COLT доктор легко может пользоваться одной рукой, что идеально для проведения процедуры под контролем УЗИ.
- ▶ COLT может выпускаться специально для использования с КТ-сканером (COLT SET-TAC), со съемной канюлей (COLT DC), а также для малоинвазивной биопсии молочной железы со срезом 10мм (COLT SHORT).

Цветовые коды для облегчения определения размера иглы.  
Стерильная, одноразового использования, в индивидуальном блистере.

COLT доступен также в двух модификациях: Plus+ и Plus++.

Plus+: игла сделана из стали ECHONOX для оптимального наблюдения под УЗИ контролем.

Plus++: игла из стали ECHONOX и площадка TOP CORE позволяют наблюдать за размещением иглы на мониторе и получить на 50% больше материала для исследования.

Доступные размеры в данных модификациях от 14 до 18G.

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТИП	РАЗМЕР G (мм)	ДЛИНА (см)	производятся под заказ		КОД	КОЛ-ВО (в упаковке)
			PLUS*	PLUS**		
COLT®	14-16-18-20	11-15-20-25-(47)	ДА	14-16-18G	CLT XX YY (*)	20
COLT® SHORT®	18	6-8-10	ДА	ДА	CLT XX YY S	20
COLT® DC	14-16-18-20	15-20-25	ДА	14-16-18G	CLT XX YY DC	20
COLT® SET TAC	14-16-18-20	11-15-20	НЕТ	14-16-18G	CLT XX YY TC	10

(\*) XX – G(диаметр), YY – длина

ОБРАЗЕЦ НАИМЕНОВАНИЯ ПО КАТАЛОГУ: COLT SHORT 18G — 10 см = CLT1810S

При заказе Plus+ или Plus++ добавить значок «+» или «++» к номеру по каталогу стандартной иглы.



RAPPRESENTANTE DI ZONA:  
AREA SALES REPRESENTATIVE:

STERYLAB S.r.l. • VIA MAGENTA 77/6 • 20017 RHO (MILANO) • ITALY  
Tel. +39 - 02-93508427 - Fax +39 - 02-93508426 • nfo@sterylalab.it • www.sterylalab.it