



РЕПОЗИЦИОННАЯ ИГЛА-НАБОР В ВИДЕ НЕПЕРЕМЕЩАЕМОЙ ПЕТЛИ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИЙ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

MAMMOREP loop®

MLE: для процедуры под контролем
ультразвука

MLX: для стереотактического
использования (под контролем КТ)

Удобная рукоять
для использования одной рукой

Сантиметровый
маркер

Скользящий ограничитель
глубины введения

Игла из материала ECHONOX®
отчетливо видна на мониторе

ECHONOX®

Стilet из эхоотражающей стали
позволяет отчетливо видеть
иглу на протяжении всей длины
на мониторе.



ПРОВОДНИК В ВИДЕ ПЕТЛИ



Видимый след на X-SCREEN (*)

Натяжитель
проводника

Гибкий
проводник

(*) Смотрите соответствующую
страницу каталога

РЕПОЗИЦИОННАЯ ИГЛА-НАБОР В ВИДЕ НЕПЕРЕМЕЩАЕМОЙ ПЕТЛИ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИЙ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

 **MAMMOREP LOOP**® – последняя разработка STERYLAB систем для локализаций молочной железы.

- ▶ Эргономичная рукоять **MAMMOREP LOOP**® позволяет использовать ее одной рукой.
- ▶ Требуется только одно движение руки, чтобы разместить и высвободить стилет из иглы. Форма стилета в виде петли позволяет с максимальной точностью установить его в выбранном участке и предотвращает перемещение во время транспортировки пациента.
- ▶ Натягивающийся проводник служит как «индикатор» для хирурга.
- ▶ Возможность менять позицию проводника.
- ▶ Игла сделана из стали **ECHONOX**® – безупречной экзогенной стали, запатентованной STERYLAB.
- ▶ Сантиметровый маркер и скользящий ограничитель глубины введения.
- ▶ Цветовые коды.
- ▶ Стерильная, в индивидуальном блистере.

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2007

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

MAMMOREP loop®

Версии MAMMOREP LOOP	ДИАМЕТР G (мм)	ДЛИНА (см)	Цветовой код		КОЛ-ВО (в упак.)
MLE	20 (1,05)	6-9-11-15	желтый	да	10
MLX			—	нет	

ОБРАЗЕЦ НАИМЕНОВАНИЯ ПО КАТАЛОГУ:
MLE 20 Gauge – 15 см = MLE2015 / MLX 20 gauge - 9 см = MLX2009

Другие размеры доступны по запросу



МЕСТНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

STERYLAB S.r.l. • VIA MAGENTA 77/6 • 20017 RHO (MILANO) • ITALY
Тел. +39 - 02-93508427 - Факс: +39 - 02-93508426 • info@sterylalab.it • www.sterylalab.it

