



Accutron HP

MED (TRON[®] AG

КАТАЛОГ

Расходных материалов

Accutron HP-D:

настоящий мультиталант в ангиографии

Accutron HP:

компактный специалист в ангиографии и компьютерной томографии

(одно- и двухколбовые инжекторы
высокого давления для ангиографии)



Accutron HP

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Одно- и двухколбовые инъекторы высокого давления для ангиографии



Шприц-колба ELS 200 мл с трубкой для наполнения 31 6025

Остаточный объем: 1,5 мл
При давлении в 83 бара использовать только с манжетой давления.

Шприц-колба ELS 200 мл 31 6026

При давлении в 83 бара использовать только с манжетой давления.
Упаковка: 50 шт./коробка - 1.500 шт./палета



HS 224 RA Линия для пациента

83 бара/1.200 psi
Внутренний диаметр: 1,8 мм
Ротационный адаптер
Полиуретан с уплотненной структурой

HS 224/100 RA Линия для пациента 31 5100

Длина: 1.000 мм, объем заполнения: 2,5 мл

HS 224/120 RA Линия для пациента 31 5126

Длина: 1.200 мм, объем заполнения: 3,1 мл

HS 224/150 RA Линия для пациента 31 5136

Длина: 1.500 мм, объем заполнения: 3,9 мл

HS 224/180 RA Линия для пациента 31 5135

Длина: 1.800 мм, объем заполнения: 4,6 мл

Упаковка: 50 шт./коробка



HS 224 Линия для пациента

83 бара/1.200 psi
Внутренний диаметр: 1,8 мм
Полиуретан с уплотненной структурой

HS 224/120 Линия для пациента 31 5125

Длина: 1.200 мм, объем заполнения: 3,1 мл

HS 224/180 Линия для пациента 31 5134

Длина: 1.800 мм, объем заполнения: 4,6 мл

Упаковка: 50 шт./коробка

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Одно- и двухколбовые инжекторы высокого давления для ангиографии

Артикул



HS 224 RA Линия для пациента с обратным клапаном

83 бара/1.200 psi

Внутренний диаметр: 1,8 мм,

Ротационный адаптер

Полиуретан с уплотненной структурой

HS 224/150 Линия для пациента с обратным клапаном

31 5123

Длина: 1.500 мм, объем заполнения: 4,0 мл

HS 224/180 Линия для пациента с обратным клапаном

31 5124

Длина: 1.800 мм, объем заполнения: 4,6 мл

Упаковка: 50 шт./коробка



HP Линия для пациента PVC

83 бара/1.200 psi

Внутренний диаметр: 1,5 мм

HP 120 Линия для пациента

31 5129

Длина: 1.200 мм, объем заполнения: 2,2 мл

HP 180 Линия для пациента

31 5132

Длина: 1.800 мм, объем заполнения: 3,2 мл

Упаковка: 50 шт./коробка



HPRA Линия для пациента PVC

83 бара/1.200 psi

Внутренний диаметр: 1,5 мм

Ротационный адаптер

HP 120 RA Линия для пациента

31 5130

Длина: 1.200 мм, объем заполнения: 2,2 мл

HP 150 RA Линия для пациента

31 5138

Длина: 1.500 мм, объем заполнения: 2,7 мл

Упаковка: 50 шт./коробка

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Одно- и двухколбовые инжекторы высокого давления для ангиографии



HP Линия для пациента с обратным клапаном
83 бара/1.200 psi, внутренний диаметр: 1,5 мм
Ротационный адаптер/обратный клапан/материал линии PVC-flex

HP 120 RA линия для пациента с обратным клапаном, PVC-flex
Длина: 1.200 мм, объем заполнения: 2,2 мл

HP 150 RA Линия пациента с обратным клапаном, PVC-flex
Длина: 1.500 мм, объем заполнения: 2,7 мл

Упаковка: 50 шт./коробка

Артикул

31 5137

31 5121



HP 110 RA Линия пациента , PVC-flex
83 бара/1.200 psi
Длина: 1.100 мм
Внутренний диаметр: 1,5 мм
Объем заполнения: 2,0 мл

Упаковка: 25 шт./коробка

31 5139

Удлиненная упаковка



HP 110 RA Линия для пациента с обратным клапаном, PVC-flex
83 бара/1.200 psi
Длина: 1.100 мм
Внутренний диаметр: 1,5 мм
Объем заполнения: 2,0 мл

Упаковка: 25 шт./коробка

31 5140

Удлиненная упаковка



HSD 525 Шланг вбирающий
83 бара/1.200 psi
Длина: 1.000 мм
Внутренний диаметр: 2,7 мм
Объем заполнения: 0,3 мл краник трехходовый
6,0 мл шланг + спайк

Упаковка: 50 шт./коробка

31 5080

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Одно- и двухколбовые инжекторы высокого давления для ангиографии



HSD 527 Шланг вбирающий с обратным клапаном
83 бара/1.200psi
Длина: 1.000 мм
Внутренний диаметр: 2,7 мм
Объем заполнения: 0,2 мл обратный клапан
16 мл шланг скапельницей
Упаковка: 50 шт./коробка

Артикул
31 5082



HSD 527 Шланг вбирающий с встроенной капельницей и клапаном
(для емкости Scanbag с контрастным веществом)
83 бара/1.200psi
Длина: 1.000 мм
Внутренний диаметр: 2,7 мм
Объем заполнения: 0,2 мл обратный клапан
16 мл шланг скапельницей
Упаковка: 50 шт./коробка

31 5083



HSD 525 Шланг вбирающий с встроенной капельницей
(для емкости Scanbag с контрастным веществом)
83 бара/1.200psi
Длина: 1.000 мм
Внутренний диаметр: 2,7 мм
Объем заполнения: 0,3 мл краник трехходовый
16 мл шланг скапельницей
Упаковка: 50 шт./коробка

31 5084



Система шланговая Accutron HP-D
83 бара/1.200psi

	ВД	Длина	Объем заполнения
Сторона ввода	1,8 мм	265 mm	1,4 ml (2x0,7 мл)
Сторона набора	2,7 мм	1.000 мм	16 ml

Упаковка: 25 шт./коробка

31 7183

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Одно- и двухколбовые инъекторы высокого давления для ангиографии



ScanBag® HP-D-система шланговая
(для емкости Scanbag с контрастным веществом)
83 бара/1.200psi

31 7184

	ВД	Длина	Объем заполнения
Сторона ввода	1,8 мм	265 mm	1,4 ml (2 x 0,7 мл)
Сторона набора	2,7 мм	1.000 мм	16 мл

Упаковка: 25 шт./коробка



SP227 спайк вентилируемый, luer lock
Объем заполнения: 0,4 мл

31 9095

Упаковка: 50 шт./коробка



HDW526 краник трехходовый высокого давления
83 бара/1.200psi
Объем заполнения: 0,3 мл

31 5085

Упаковка: 48 шт./коробка



Мини-спайк зеленый, luer lock
Объем заполнения: 0,2 мл

31 9099

Упаковка: 300 шт./коробка

Краткий перечень расходных материалов MEDTRON AG



Арт. 31 5080
HSD 525 Шланг вбирающий
● ● ● ●



Арт. 31 5082
HSD Шланг вбирающий с обратным клапаном
● ● ● ●



Арт. 31 5083
HSD Шланг вбирающий с встроенной капельницей и клапаном
● ● ● ●



Арт. 31 5084
HSD Шланг вбирающий с встроенной капельницей
● ● ● ●



Арт. 31 5085
HDW 526 краник трехходовый высокого давления высокого давления
● ● ● ●



Арт. 31 5100
HS 224/100 RA линия для пациента
● ● ● ●



Арт. 31 5121
HP 150 RA линия для пациента с обратным клапаном, PVC-flex
● ● ● ●



Арт. 31 5123
HS 224/150 RA линия для пациента с обратным клапаном
● ● ● ●



Арт. 31 5124
HS 224/180 RA линия для пациента с обратным клапаном
● ● ● ●



Арт. 315125
HS 224/120 линия для пациента
● ● ● ●



Арт. 31 5126
HS 224/120 RA линия для пациента
● ● ● ●



Арт. 31 5129
HP 120 линия для пациента
● ● ● ●



Арт. 31 5130
HP 120 RA линия для пациента
● ● ● ●



Арт. 31 5132
HP 180 линия для пациента
● ● ● ●



Арт. 31 5134
HS 224/180 линия для пациента
● ● ● ●



Арт. 31 5135
HS 224/180 RA линия для пациента
● ● ● ●



Арт. 31 5136
HS 224/150 RA линия для пациента
● ● ● ●



Арт. 31 5137
HP 120 RA линия для пациента с обратным клапаном, PVC-flex
● ● ● ●

● Желтый = Двухколбовые инъекторы для магнитно-резонансной томографии (21 бар/305 psi)
● Зеленый = Инъекторы для компьютерной томографии (21 бар/305 psi)
● Голубой = Инъекторы высокого давления для ангиографии (83 бар/1200 psi)
● Красный = Расходные материалы многоразового использования



Арт. 31 5138
НР 150 RA линия для пациента
● ● ●



Арт. 31 5139
НР 110 RA линия для пациента,
PVC-flex
● ● ●



Арт. 31 5140
НР 110 RA линия для пациента с
обратным клапаном, PVC-flex
● ● ●



Арт. 31 6013
Шприц-колба BLS 130 мл с трубкой
для наполнения
● ● ●



Арт. 31 6020
Шприц-колба BLS 200 мл
● ● ●



Арт. 31 6020C
Шприц-колба BLS 200 мл с трубкой
для наполнения
● ● ●



Арт. 31 6025
Шприц-колба ELS 200 мл с трубкой
для наполнения
● ● ●



Арт. 31 6026
Шприц-колба ELS 200 мл (S)
● ● ●



Арт. 31 6065
Шприц-колба ELS 65 мл
● ● ●



Арт. 31 7080
ES 223 система шланговая
со спайком
● ● ●



Арт. 31 7081
ЕК 223 система шланговая с
капельницей
● ● ●



Арт. 31 7083
Система шланговая вбирающая с
капельницей
● ● ●



Арт. 31 7084
Система шланговая с встроенной
капельницей и клапаном
● ● ●



Арт. 31 7099
MRS 222 система шланговая с
встроенной капельницей
● ● ●



Арт. 31 7100
MRS 222 система шланговая
● ● ●



Арт. 31 7101
Система шланговая двойная
● ● ●



Арт. 31 7104
Система шланговая MR с обратными
клапанами
● ● ●



Арт. 31 7108
Система шланговая двойная с
капельницей и клапаном
● ● ●

● Желтый = Двухколбовые инъекторы для магнитно-резонансной томографии (21 бар/305 psi)
● Голубой = Инъекторы высокого давления для ангиографии (83 бар/1200 psi)

● Зеленый = Инъекторы для компьютерной томографии (21 бар/305 psi)
● Красный = Расходные материалы многократного использования



Арт. 31 7109
Шланговая система двойная с
встроенной капельницей
● ● ● ●



Арт. 31 7125
MRS 225 система шланговая
● ● ● ●



Арт. 31 7128
MRS 228 система шланговая,
спайк
● ● ● ●



Арт. 31 7183
Система шланговая Accutron HP-D
● ● ● ●



Арт. 31 7184
ScanBag® HP-D-система шланговая
● ● ● ●



Арт. 31 7601
Набор MRT Set BLS
● ● ● ●



Арт. 31 7602
Набор MR-Set ELS 65 мл
● ● ● ●



Арт. 31 7603
Набор MR-Set ELS 65/200 мл
● ● ● ●



Арт. 31 7604
Набор MR-Kit ELS 65 мл
● ● ● ●



Арт. 31 7616
Набор 82 CT Kit ELS
● ● ● ●



Арт. 31 7620
Набор CT2 Set BLS
● ● ● ●



Арт. 31 7623
Набор CT2 Set BLS (S)
● ● ● ●



Арт. 31 7625
Набор CT2/MRT Set ELS
● ● ● ●



Арт. 31 7627
Набор CT2/MRT Set ELS (S)
● ● ● ●



Арт. 31 8020
ES 224/25 линия для пациента с
обратным клапаном
● ● ● ●



Арт. 31 8025
Краник одноходовый с удлинителем
30 см, luer lock
● ● ● ●




Арт. 31 8026
Линия для пациента с торцевыми
обратными клапанами
● ● ● ●



Арт. 31 8036
Линия для пациента 150 см с двумя
обратными клапанами
● ● ● ●

● Желтый = Двухколбовые инжекторы для магнитно-резонансной томографии (21 бар/305 psi)
● Голубой = Инжекторы высокого давления для ангиографии (83 бар/1200 psi)

● Зеленый = Инжекторы для компьютерной томографии (21 бар/305 psi)
● Красный = Расходные материалы многократного использования



Арт. 31 8042
DW 229 краник трехходовый с удлинителем
● ● ● ●



Арт. 31 8081
ES 224/80 линия для пациента
● ● ● ●



Арт. 31 8101
ES 224/100 линия для пациента
● ● ● ●



Арт. 31 8151
ES 224/150 линия для пациента
● ● ● ●



Арт. 31 8152
Линия для пациента 150 см с обратным клапаном
● ● ● ●



Арт. 31 8181
Линия спиральная 180 см с обратным клапаном
● ● ● ●



Арт. 31 8198
Линия для пациента 200 см с обратным клапаном
● ● ● ●



Арт. 31 8199
ES 224/200 линия для пациента
● ● ● ●



Арт. 31 8213
Линия спиральная 150 см
● ● ● ●



Арт. 31 8214
Линия спиральная 150 см с обратным клапаном
● ● ● ●



Арт. 31 8235
Линия спиральная 235 см с Y-коннектором и обратным клапаном
● ● ● ●



Арт. 31 8450
Линия для пациента 150 см с обратным клапаном
● ● ● ●



Арт. 31 8452
Линия для пациента двойная, 2 x 150 см с обратным клапаном
● ● ● ●



Арт. 31 9080
SD 225 шланг вбирающий с трехходовым краником и спайком
● ● ● ●



Арт. 31 9085
DW 226 краник трехходовый
● ● ● ●



Арт. 31 9095
SP227 спайк вентилируемый, luer lock
● ● ● ●



Арт. 31 9099
Мини-спайк зеленый, luer lock
● ● ● ●



Арт. 31 4081
ES 223 система шланговая с капельницей
● ● ● ●

● Желтый = Двухколбовые инжекторы для магнитно-резонансной томографии (21 бар/305 psi)
● Голубой = Инжекторы высокого давления для ангиографии (83 бар/1200 psi)

● Зеленый = Инжекторы для компьютерной томографии (21 бар/305 psi)
● Красный = Расходные материалы многоразового использования



Арт. 31 4083

Система шланговая вбирающая с
капельницей



Арт. 31 4084

Система шланговая с встроенной
капельницей и клапаном



Арт. 31 4099

MRS 222 система шланговая с
встроенной капельницей



Арт. 31 4100

MRS 222 система шланговая



Арт. 31 4101

Система шланговая двойная



Арт. 31 4108

Система шланговая двойная
с встроенной капельницей и
клапаном



Арт. 31 4109

Система шланговая двойная с
встроенной капельницей



Арт. 31 4125

MRS 225 система шланговая



Арт. 31 4128

MRS 228 система шланговая,
спайк



● Желтый = Двухколбовые инжекторы для магнитно-резонансной томографии (21 бар/305 psi)
● Голубой = Инжекторы высокого давления для ангиографии (83 бар/1200 psi)

● Зеленый = Инжекторы для компьютерной томографии (21 бар/305 psi)
● Красный = Расходные материалы многоразового использования